



bioface®

RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA DIGITAL

BIOFACE RADIOLOGIA

Após o uso do padrão Prexion para realização de tomografias de alta resolução na busca de trincas e fraturas radiculares, na pesquisa de canais radiculares e na visualização de tratamentos endodônticos, chega na Bioface o melhor Tomógrafo de Feixe Cônico do mundo: Morita Veraview X800.

O melhor tomógrafo do mundo é na Bioface

Morita Veraview X800



GRUPO
bioface
RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA DIGITAL



BIOFACE 1 LUCILO ÁVILA

Av. João de Barros, 50, Bloco C, 2º Andar
Boa Vista, Recife - PE. CEP: 50050-180
(81) 3128.9100



Localizada no Centro Diagnóstico
Lucilo Ávila, em frente à Celpe.

BIOFACE 2 DERBY

Praça do Derby, 149, Sala 808/810
Empresarial Casa Grande
Derby, Recife - PE. CEP: 52010-140

BIOFACE 3 OLINDA

Av. Dr. José Augusto Moreira, 900, Sala 1502
Empresarial JAM
Casa Caiada - Olinda - PE. CEP: 53130-410
(Ao lado do Hospital Esperança)

**ORÇAMENTOS
E RESULTADOS**

(81) 98469.2309
(APENAS WHATSAPP)

REQUISIÇÃO DE EXAMES E DOCUMENTAÇÕES

Paciente: _____ Data de Nascimento: ____ / ____ / ____

Solicitante: Dr(a). _____ CRO/CRM _____

Endereço de Entrega do Exame: _____ Unidade: _____

Fones: _____ E-mail: _____


Motivo da solicitação do exame: _____

Mandar requisição de exames

Enviar para o consultório

EXAMES RADIOGRÁFICOS

INTRABUCAIS PERIAPICAL



- Convencional Ficha Periapical Completa (14)

INTERPROXIMAIS (BITE WING)

- Molares D E
 Pré-Molares D E
 Anteriores

OCCLUSAL

- Maxila
 Mandíbula

Região: _____

EXTRABUCAIS

PANORÂMICA

- Convencional
 Com traçado para implante
 Seriada para ATM

TELERRADIOGRAFIA

- Perfil
 Perfil (C7)
 Frontal

EXTRABUCAIS

- Mão e punho
 PA de mandíbula
 Em oclusão Com a boca aberta
 Lateral oblíqua da mandíbula
 D E
 Seios da face
 Waters PA
 Axial submento-vértix (Hirtz)
 Outra: _____

DOCUMENTAÇÃO ORTODÔNTICA

ANÁLISES CEFALOMÉTRICAS COMPUTADORIZADAS

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> USP | <input type="checkbox"/> Roth Jarabak |
| <input type="checkbox"/> Unicamp | <input type="checkbox"/> Bjork Jarabak |
| <input type="checkbox"/> USP/Unicamp | <input type="checkbox"/> FOR |
| <input type="checkbox"/> Ricketts (Perfil) | <input type="checkbox"/> Bimier |
| <input type="checkbox"/> Ricketts (Frontal) | <input type="checkbox"/> Unesp |
| <input type="checkbox"/> Adenóides | <input type="checkbox"/> Rocabado |
| <input type="checkbox"/> Steiner | <input type="checkbox"/> Perfil e tecidos moles |
| <input type="checkbox"/> Profis | <input type="checkbox"/> Lavergne/Petrovic |
| <input type="checkbox"/> Tweed | <input type="checkbox"/> Downs |
| <input type="checkbox"/> McNamara | <input type="checkbox"/> Junqueira |
| <input type="checkbox"/> Outra: _____ | |

MODELO ORTODÔNTICO

- Gesso Resina Arquivo .stl
 Escaneamento Invisalign IDS: _____

FOTOGRAFIAS

EXTRABUCAIS

- Frente
 Sorrindo
 Perfil direito
 Perfil esquerdo

INTRABUCAIS

- Frontal
 Laterais
 Oclusais

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FEIXE CÔNICO

- Maxila ATM
 Mandíbula Protocolo Endodôntico
 Região: _____

OBJETIVO DO EXAME

- Implante
 Avaliação de enxerto
 Dente incluso
 Relação dente retido/canal mandibular
 Fratura radicular
 Patologia
 Avaliação pós-trauma
 Avaliação periodontal
 Espessura óssea ortodôntica
 Outro: _____

SERVIÇOS ESPECIAIS

- Prototipagem rápida

Região: _____

Tipo: _____

- Guia cirúrgico
 Maxila Mandíbula

- DICOM
 Dental Slice®

APRESENTAÇÃO

- Exames On-line
 Impressão DRY
 App Bioface

PACOTES ORTODÔNTICOS

DOC 1 (Completa):

- Panorâmica, Telerradiografia, Análises cefalométricas, 8 fotos, Pasta simples
 Com modelo de estudo
 Sem modelo de estudo
 Modelo 3D (Apenas escaneamento)

DOC 2 (Invisalign):

- Panorâmica, Telerradiografia, Análises Cefalométricas, 8 fotos, Escaneamento Intra-Oral iTero IDS: _____

DOC 3 (Alinhadores):

- Panorâmica, Telerradiografia, Análises Cefalométricas, 8 fotos, Escaneamento Intra-Oral iTero
 Digital Aligner
 MyAligner
 ClearCorrect
 Ortoklear

DOC 4 (Digital):

- Panorâmica, Telerradiografia, Análises cefalométricas, 8 fotos, apenas no site/APP.
 Com modelo de estudo
 Sem modelo de estudo
 Modelo 3D (Apenas escaneamento)

DOC 5 (Invisalign 3D - Tomografia):

- Panorâmica, Telerradiografia, 8 fotos, Escaneamento Intra-Oral iTero, arquivo DICOM da TCFC da Maxila e da Mandíbula.
 IDS: _____